




## Word ook Traanfilm Analyse Centrum met de CSO Polaris traanfilm analyser.

Maakt een geavanceerde analyse van de traanfilm.  
Te gebruiken met de meeste merken spleetlampen.  
Transformeer uw spleetlamp met de Polaris in een traanfilm diagnose-instrument.  
Compact en gemakkelijk te hanteren met een LED koude lichtbron.



De universele adapter maakt een snelle en eenvoudige bevestiging aan de meeste voorkomende spleetlamp modellen voor handsfree bediening. De Polaris is passend op de meeste (digitale) spleetlampen. Informeer of dit ook voor uw spleetlamp geldt.

De spleetlamplenzen en -vergroting geeft in combinatie met de Polaris een uitstekende beeld van de traanfilm voor een optimale diagnose. De Polaris kan worden gevoed via een USB connector bij gebruik in combinatie met een digitale spleetlamp of rechtstreeks uit eigen transformator.

Een reeks filters is beschikbaar, namelijk;  
- Fijn rooster  
- Inverse Grid (wit op zwart)  
- Placido-Ringen



De lipidelaag  
Polaris maakt de visualisatie en categorisering van de verschillende lipidelaag-structuren, die worden bepaald door de dikte en de regelmatigheid van de traanfilm (amorf, korrelig, geel, bruin etc)

De traanfilm-meniscus  
Polaris is niet invasief en maakt een volledig onderzoek van het traanfilm meniscus zonder gebruik van onnodige kleuring, die de samenstelling van de traanfilm kunnen verstoren en kan leiden tot verkeerde diagnose. De traanfilmmeniscus kan worden beoordeeld naar hoogte, vorm en regelmaat.

Break Up Time  
De niet-invasieve break-up tijd van de traanfilm (NIBUT) kan eenvoudig worden bepaald met behulp van de verschillende filters waardoor een beeld gekregen wordt van de stabiliteit en de regelmatigheid van de traanfilm.

Het oppervlak van de cornea  
De Placido Ring Filter met zijn concentrische ringen geeft een beeld van de regelmatigheid van het hoornvlies.

**ROCKMED** *opto*  
innovation education cooperation

**NIEUW BIJ ROCKMED** *opto*

# Sanatears®



Succesvol ondernemen  
vraagt om innovatie en lef.

**ROCKMED** *opto*

Mark Kuijpers

Moorland 3F 5688 GA Oirschot, +31 (0)6-53292990, info@rockmedopto.com

# Anders kijken naar klanten. Nieuwe wegen inslaan. Durf verder te kijken met Sanatears®




Mark Kuijpers

Als ondernemer weet u hoe belangrijk het is om vernieuwend bezig te zijn. Om klanten te verrassen. En ze te binden. Daarom is Rockmed Opto continu op zoek naar nieuwe ideeën en producten. Wij willen vernieuwen, samenwerken en u helpen succesvol te zijn als oogzorgspecialist.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. Wij komen graag persoonlijk bij u langs!

Met vriendelijke groet,

**Mark Kuijpers**  
Product & Salesmanager  
mkuijpers@rockmed.nl



Optimale werking na 3 maanden

 2 x 90 capsules  
voor 3 maanden

# Vraag naar het Sanatears® starterspakket.



De krachtige voedingcapsule die zorgt voor ondersteuning bij droge ogen.

Droge ogen zijn een vaak voorkomend probleem in uw praktijk. Als oogzorgspecialist bent u de aangewezen persoon om dit met uw klanten te bespreken. Sanatears is een wetenschappelijk onderbouwde droge ogen formule op basis van zuiver natuurlijke ingrediënten. Bovendien draagt Sanatears bij aan de conditie van het oog. En.. dat allemaal zonder te druppelen! Daar knippert u zelfs van met uw ogen...

Sanatears, natuurlijke ondersteuning bij droge ogen zonder te druppelen.

Sanatears® de wetenschappelijk  
bewezen vm+ oogformule



Voedingssupplement  
met optimale  
samenstelling



Makkelijk in  
te nemen  
capsules



De capsules  
zijn twee jaar  
houdbaar

ISSN 0161-6420/13/\$ 2191

**ROCKMED** opto  
innovation education cooperation